

HERMAN INQUARTS



Herman Inquarts son pequeñas bolitas de lingotes de plomo, cada una de las cuales contiene una determinada cantidad de plata. Simplemente agregue uno al crisol antes de fusionar o golpéelo en el botón de plomo, antes de la copelación y puede estar seguro de una separación completa y precisa. Sin pesaje preliminar de la plata añadida.

SKU: N / A | **Categorías:** [Bico braun internacional](#), [Equipo De Ensayo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Herman Inquarts son uniformes en contenido de plata, fáciles de manejar, ahorran tiempo y aseguran resultados. El contenido de plata exacto está marcado en cada paquete.

Especificaciones Técnicas

- Gold Free Herman Inquarts cantidad conocida de plata utilizada en la copelación para ensayos. Por caja de 1000

Modelo

- **239-23 1000 count per vial**

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO