

## HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN DE JUNTA TÓRICA 1.4 " (35MM) -HM-4183.14



**SKU:** HM-4183.14 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Herramienta de colocación](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Triaxial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta de colocación de juntas tóricas 1.4 "(35mm) -HM-4183.14

Posiciona anillos para sellar la membrana con una mínima perturbación de la muestra.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO