

HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN DE JUNTA TÓRICA 4,0 '' (100 MM) -HM-4183.40



SKU: HM-4183.40 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Herramienta de colocación](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Triaxial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta de colocación de junta tórica 4,0 " (100 mm) -HM-4183.40

Posiciona anillos para sellar la membrana con una mínima perturbación de la muestra.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO