

HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN DE JUNTA TÓRICA 4,0 " (100 MM) -HM-4183.40



SKU: HM-4183.40 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Herramienta de colocación, Humboldt, Mecánica de suelos, Preparación de muestra triaxial, Triaxial |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta de colocación de junta tórica 4,0 " (100 mm) -HM-4183.40

Posiciona anillos para sellar la membrana con una mínima perturbación de la muestra.



INFORMACIÓN ADICIONAL