

HERRAMIENTA DE COLOCACIÓN DE JUNTA TÓRICA 6.0 '' (150MM) -HM-4183.60



SKU: HM-4183.60 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Herramienta de colocación](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Triaxial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta de colocación de junta tórica 6.0 " (150mm) -HM-4183.60

Posiciona anillos para sellar la membrana con una mínima perturbación de la muestra.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO