

## HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO DUO-CHEK



- La herramienta de diagnóstico Duo-Chek es una excelente manera de solucionar problemas relacionados con el electrodo o medidor. Es conveniente y con multipropósito, gracias a que cuenta con un modo de operación dual.
- Como herramienta de diagnóstico de electrodos, Duo-Chek funcionará como un simple medidor y mostrará la lectura de mV del electrodo, cuando lo coloque en un búfer conocido o en una solución ORP. Alternativamente, para verificar la función del medidor, puede usar Duo-Chek para simular un electrodo ideal que incluye pH u ORP (a 700mV)

**SKU:** BellHerrDiaDCh-01 | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características:

- La herramienta de diagnóstico de modo dual: le permite determinar si su medidor o electrodo tienen un problema
- Es simple y viene listo para usar.
- Viene con conectores de cable estándar (BNC y versiones de plomo estañado)
- Incluye una caja de almacenamiento, manual de instrucciones, batería y otros accesorios.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO