

HIGRÓMETRO DE TEMPERATURA MARCA BELLTRONIC - BELLHIGRTERM-138B



Características

- Tamaño externo: 116 * 60 * 19 mm
- Tamaño de LCD: 39 * 15.5 mm
- Rango de medición de temperatura: -10 ~ ° C ~ + 60° C (-14 ° F ~ + 140° F)
- Exactitud de medición de la temperatura: ± 1 ° C
- Rango de medición de humedad: 20% ~ 98% HR
- Precisión de medición de la humedad: 60% RH \pm 5% RH
- Batería: batería AAA de 1,5 voltios con sonda de temperatura de 1,5 metros

SKU: BellHigrTerm-138B | **Categorías:** [Higrómetro de temperatura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO