

## HIGRÓMETRO DE TEMPERATURA (TERMÓMETRO PARA ALIMENTOS) BELLHIGRTERM-238



### Características

- Tamaño externo: 79 \* 75 \* 17m m
- Tamaño del LCD: 39 \* 22m m
- Rango de medición de temperatura: -50 ~ °C ~ + 300 °C
- Precisión de medición de la temperatura:  $\pm 1$  °C
- Longitud: 1.1
- Longitud de la sonda de acero inoxidable: 140mm
- Batería: batería de 1.5 voltios AAA
- Alarma de temperatura disponible

**SKU:** BellHigrTerm-238 | **Categorías:** [Higrómetro de temperatura](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO