

HIGRÓMETRO DE TEMPERATURA (TERMÓMETRO PARA ALIMENTOS) BELLHIGRTERM-288



Características

- Tamaño externo: 79 * 75 * 17m m
- Tamaño del LCD: 39 * 22m m
- Rango de medición de temperatura: -50 ~ °C ~ + 300 °C
- Precisión de medición de la temperatura: ± 1 °C
- Longitud de la sonda de acero inoxidable: 140mm
- Batería: batería de 1.5 voltios AAA
- La cabeza es ajustable dentro de 180°

SKU: BellHigrTerm-288 | **Categorías:** [Higrómetro de temperatura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO