

HIGRÓMETRO DE TEMPERATURA (TERMÓMETRO PARA CONGELADOR) BELLHIGRTERM-268A/268B



Características del BellHigrTerm-268A/268B:

- Tamaño externo: 79 * 75 * 17m m
- Tamaño del LCD: 39 * 22m m
- Rango de medición de la temperatura interior:
- BellHigrTerm-268A: -40~°C~+70°C(-58°F~+158°F)
- BellHigrTerm-268B: 0°C~+50°C(32°F~+122°F)
- Precisión de medición de la temperatura: ± 1 °C
- Resolución de la temperatura: 0.1 °C
- Batería: batería de 1.5 voltios AAA. Sonda de temperatura de 1,5 metros

SKU: N / A | **Categorías:** [Higrómetro de temperatura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO