

HISOPO PARA BURETA



Hisopo para bureta marca BELLTRONIC de 10 ml, 25 ml y 50 ml.

SKU: N / A | **Categorías:** [Hisopos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto	Detalles
BellHiz-B10	Hisopo de bureta 10ml.
BellHiz-B25	Hisopo de bureta 25ml.
BellHiz-B50	Hisopo de bureta 50ml.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO