

## HISOPO PARA MATRAZ ERLLENMEYER DE 500ML, BELLHISOMATE-500



**Modelo: BellHisoMatE-500**

**SKU: B-01-19-78-01-0131 | Categorías: [Hisopos](#) |**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hisopo para matraz erlenmeyer marca belltronic, para matraces de 100 ml, 250 ml, 500 ml.

| <b>Código Modelo</b> | <b>Codigo SKU</b>  | <b>Detalles</b>                          |
|----------------------|--------------------|--|
| BellHisoMatE-100     | B-01-19-78-01-0129 | Hisopo para matraz erlenmeyer de 100 ml. |
| BellHisoMatE-250     | B-01-19-78-01-0130 | Hisopo para matraz erlenmeyer de 250 ml. |
| BellHisoMatE-500     | B-01-19-78-01-0131 | Hisopo para matraz erlenmeyer de 500 ml. |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO