

HISOPO PARA MATRAZ ERLENMEYER



Hisopo para matraz erlenmeyer marca belltronic, para matraces de 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml.

SKU: N / A | **Categorías:** [Hisopos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto

BellHisopo-MaEr100
BellHisopo-MaEr1000
BellHisopo-MaEr250
BellHisopo-MaEr500

Detalles

Hisopo para matraz erlenmeyer de 100 ml.
Hisopo para matraz erlenmeyer de 1000 ml.
Hisopo para matraz erlenmeyer de 250 ml.
Hisopo para matraz erlenmeyer de 500 ml.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO