





## HISOPO PARA PROBETA MARCA BELLTRONIC



SKU: N / A | Categorías: [Hisopos](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	BellHisopo-ProbetaGra100	100	
	BellHisopo-ProbetaGra1000	1000	
	BellHisopo-ProbetaGra250	250	
	BellHisopo-ProbetaGra500	500	

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Código del Producto</b>	<b>Código SKU</b>	<b>Detalles</b>
BellHisoPro-50	B-01-19-78-01-0124	Hisopo para probeta graduada de 50 ml.
BellHisoPro-100	B-01-19-78-01-0125	Hisopo para probeta graduada de 100 ml.
BellHisoPro-250	B-01-19-78-01-0126	Hisopo para probeta graduada de 250 ml.
BellHisoPro-500	B-01-19-78-01-0127	Hisopo para probeta graduada de 500 ml.
BellHisoPro-1000	B-01-19-78-01-0128	Hisopo para probeta graduada de 1000 ml.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO