

HOJAS DE DIAMANTE DE HORMIGÓN CURADO - GIGA TITANIUM



Giga Premium Titanium-GP

.500" Profundidad de diamante

Giga Premium Plus Titanium-GP +

- Profundidad del diamante de .500" • Concentración adicional de diamante para una vida más larga

Giga Supreme Titanium-GU

.500" Profundidad de diamante

- Concentración de diamante ultraalta para una vida máxima
- Especialmente indicado para serrar en aplicaciones difíciles.



SKU: N / A | **Categorías:** [Hojas mojadas de sierra de empuje](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO