

INCUBADOR BIOQUÍMICO (III)



SKU: N / A | **Categorías:** [Otros incubadores](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellIncubBioq-400III	*Capacidad: 400L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-300III	*Capacidad: 300L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-250III	*Capacidad: 250L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-200III	*Capacidad: 200L	Any SKU / Modelo
	BellIncubBioq-150III	*Capacidad: 150L	Any SKU / Modelo

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

Monitor para control LCD.

Control de temperatura con microprocesador PID: preciso y confiable.

Cámara pulida de acero inoxidable.

Estructura redonda o angular , fácil de limpiar.

Toma de corriente integrada internamente para equipo pequeño adicional.

Iluminación en la cámara de trabajo.

Ruedas universales para fácil movilidad.

Refrigerante amigable con el ambiente, libre de CFC.

Funciones de seguridad:

El valor del umbral de protección de temperatura puede ajustarse.

Protección de apagado automático y alarma para situaciones anormales.

Los parámetros pueden ser guardados de forma automática cuando se apaga el sistema o cuando ocurre un error.

Modelo	BellIncubBioq-150III	BellIncubBioq-200III	BellIncubBioq-250III	BellIncubBioq-300III	BellIncubBioq-400III
Capacidad	150L	200L	250L	300L	400L
Rango de temperatura	0~65°C				
Fluctuación de temperatura	±1°C				
Uniformidad de temperatura	±2 °C				
Estantes	2 piezas ajustables				
Rango de tiempo	0~99h 59min				
Consumo	300W	350W	450W	500W	600W
Suministro de energía	110/220V±10%, 50/60Hz				
Refrigerante	R134a (libre de CFC, amigable con el ambiente)				
Tipo de trabajo	Continuo				
Accesorios estándar	enchufe BOD; Impresora				

Modelo	BellIncubBioq-150III	BellIncubBioq-200III	BellIncubBioq-250III	BellIncubBioq-300III	BellIncubBioq-400III
Tamaño interno(mm)	590*590*1420	590*640*1560	480*490*1070	520*500*1170	580*540*1270
Tamaño extenro(mm)	450*420*850	450*450*1000	620*680*1630	660*690*1730	720*740*1830
Tamaño del empaque(mm)	730*780*1600	750*800*1750	780*840*1820	820*850*1920	880*900*2020
Peso bruto(kg)	120	138	147	157	170

1. Puerto de prueba

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/A

Dimensiones N/A

SKU / Modelo

COTECNO