

INCUBADOR DE INDICADOR BIOLÓGICO



El Incubador de indicador biológico está diseñado para la incubación de temperatura bajo los indicadores biológicos EO. Esto provee una sencilla verificación de la temperatura de incubación.

SKU: N / A | **Categorías:** [Otros incubadores](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellInclndBiol-3	*Rango de temp. de calefacción: RT+5°C~100°C *Inyección variable: hasta 2.5ml *Precisión de temp.: +/-0.5°C	Any SKU / Modelo
	BellInclndBiol-2	*Capacidad: 24 tarjetas de gel *Temp.: 37°C *Temporizador: 15min (Variable)	Any SKU / Modelo
	BellInclndBiol-1	*Rango de temp-: Desde 5°C sobre la temperatura ambiente hasta 80°C *Tiempo de calefacción: <6min (desde 20°C hasta 57°C)	Any SKU / Modelo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BellIncIndBiol-1

1. Características del incubador de indicador biológico BellIncBiol-1

1. Monitor LCD, con 12V de potencia para que sea portátil
2. Rango de temperatura de operación: Desde 5°C sobre la temperatura ambiente hasta 80°C
3. Rango de tiempo: 1min ~ 99h59min
4. Precisión de control de temperatura: $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$
5. Precisión del monitor: 0.1°C
6. Tiempo de calefacción: < 6min (desde 20°C hasta 57°C)
7. Precisión de control de temperatura @57°C: $\leq \pm 0.35^{\circ}\text{C}$
8. Dimensiones: 110(w) x 150(D) x 80(H) mm

Especificaciones

1. El incubador tiene varios pocillos para la colocación de los indicadores biológicos viales, los pocillos pueden ser hechos a la medida. El usuario puede ajustar la temperatura de incubación.
2. Materiales: Bloques de aluminio
3. Diámetro de los pocillos: De acuerdo a la medida realizada



BellIncIndBiol-2

2. Características del incubador de tarjetas de identificación BellIncIndBiol-1

1. Incubador para 24 tarjetas de gel en estantes a 37°C.
2. 2 zonas de incubación independientes con capacidad para 12 tarjetas
3. Pantalla de interfaz digital para el control y visualización del tiempo de incubación restante y la temperatura real para cada zona
4. Temperatura pre ajustada a 37 grados
5. Tiempo de incubación pre ajustado en 15 minutos, el cual puede ser ajustado por el usuario
6. Alarma audible para notificar el fin del período de incubación

Especificaciones para el incubador de tarjetas de identificación BIN-3724

1. Capacidad: 24 tarjetas de gel
2. Temperatura: 37°C
3. Temporizador: 15min (Variable)
4. Potencia: AC220V or AC120V 50-60Hz, 300W
5. Dimensiones: DxWxH=380x220x115 mm



BellIncIndBiol-3

1. Rango de temperatura de calefacción: RT+5°C~100°C
2. Inyección variable: up to 2.5ml
3. Precisión de temperatura: +/-0.5°C
4. Contiene hasta 6 viales de: 2,10,20ml

5. Tiempo de estabilización desde 25°C to 70°C con jeringa de 1ml y viales vacíos de 20 ml: 8 minutos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones

N/A

SKU / Modelo

COTECNO