

INCUBADOR DE TARJETAS DE GEL



El incubador de tarjetas de gel puede combinarse con nuestra centrífuga de tarjetas de gel y tiene dos zonas de incubación independientes con capacidad para 12 tarjetas cada una. Su uso puede ser conveniente para varios tipos de tarjetas de diversos fabricantes.

SKU: BellInc-GCI | **Categorías:** [Otros incubadores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- * Mantiene la temperatura de las tarjetas en 37 grados.
- * 2 zonas de incubación independientes con capacidad para 12 tarjetas.
- * Monitor LED, los parámetros de temperatura y tiempo pueden ser ajustados.
- * Alarma audible programable para indicar el fin de un período de incubación.
- * Controlador de temperatura con microprocesador PID, preciso y confiable.

	Modelo	BellInc-GCI
Capacidad		24 tarjetas
Temperatura		37°C
Precisión de temperatura		<0.5°C
Uniformidad de temperatura		±0.5°C
Rango de tiempo		0~99min59s
Consumo		250W
Suministro de energía		AC 110/220V±10%, 50/60Hz
Tamaño externo(A*A*P)mm		280*390*140
Tamaño del empaque(A*A*P)mm		445*335*190
Peso bruto(kg)		6.2/8

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO