


INCUBADOR DE TEMPERATURA CONSTANTE / ESTUFA DE CULTIVO



SKU: N / A | Categorías: [Otros incubadores](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellIncTemp-30II	*Capacidad: 30L	Any SKU / Modelo
	BellEstufaCultivo-H48II	*Capacidad: 45L	Any SKU / Modelo
	BellEstufaCultivo-H64II	*Capacidad: 65L	Any SKU / Modelo
	BellEstufaCultivo-H123II	*Capacidad: 125L	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
 A white laboratory incubator with a blue handle on the left side and a control panel at the bottom. The door is slightly ajar, revealing a dark interior. A faint "COTECNO" watermark is visible over the image.	BellIncTemp-230II	*Capacidad: 230L	Any SKU / Modelo

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

1. Ventana de observación con dos capas de vidrio endurecido.
2. Pantalla LED grande, para que puedan ser observados múltiples grupos de datos al mismo tiempo; funciones de temporizador y protección contra las temperaturas muy altas.

Modelo	BellIncTemp-30II	BellIncTemp-48II	BellIncTemp-64II	BellIncTemp-123II	BellIncTemp-230II
Capacidad	30L	45L	65L	125L	230L
Rango de temperatura	RT+5~80°C				
Fluctuación de temperatura	±0.2°C				
Ajuste de tiempo	1~9999mins				
Estantes	2 piezas ajustables	2 piezas ajustables	2 piezas ajustables	3 piezas ajustables	3 piezas ajustables
Consumo	150W	250W	500W	600W	700W
Suministro de energía	110/220V±10%, 50/60Hz				
Tamaño interno(mm)	310*310*310	350*350*350	400*360*450	500*450*550	600*500*750
Tamaño externo(mm)	460*510*695	500*550*735	550*550*840	636*680*915	730*670*1220
Tamaño del empaque (mm)	550*570*765	620*585*800	640*640*905	730*0*1000	900*800*1350
Peso bruto (kg)	51	54	60	70	115

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/A

Dimensiones N/A

SKU / Modelo

COTECNO