

INCUBADORA DE BLOQUE DE BAÑO SECO SERIE I/SERIE II - MARCA BELLTRONIC



SKU: N / A | Categorías: [Otros incubadores](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificación para la incubadora de baño seco Serie I:

1. Rango de temperatura: RT + 5 °C ~ 105 °C
2. Estabilidad a 100 °C: ± 0.4 °C
3. Uniformidad: dentro del bloque @ 37 °C: ± 0.2 °C
4. Tiempo de calentamiento (25 °C a 100 °C): ≤ 15 min
5. Precisión / exhibición de la exhibición: 0.1 °C / LED
6. Rango de tiempo: 1min ~ 99h59min
7. Cantidad de bloque: 1
8. Tamaño externo L * W * H (mm): 250 * 190 * 130
10. Peso neto (kg): 2.5
- 11: Tamaño del paquete: 390 * 310 * 250
- 12: Peso bruto: 4.1kg

Especificación para la incubadora de baño seco Serie-II

1. Rango de control de temperatura: RT + 5 °C ~ 105 °C
2. Estabilidad a 100 °C: ± 0.4 °C
3. Uniformidad: dentro del bloque @ 37 °C: ± 0.2 °C
En bloques similares @ 37 °C: ± 0.3 °C
4. Tiempo de calentamiento (25 °C a 100 °C): ≤ 15 min
5. Precisión / exhibición de la exhibición: 0.1 °C / LED
6. Rango de tiempo: 1min ~ 99h59min
7. Cantidad de bloque: 2
8. Tamaño externo L * W * H (mm): 365 * 210 * 150
9. Peso neto (kg): 4.5
10. Tamaño del paquete: 490 * 330 * 280 mm
11. Peso bruto: 6.1kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO