

## INCUBADORA DE BLOQUE DE BAÑO SECO SERIE III- MARCA BELLTRONIC



SKU: N / A | Categorías: [Otros incubadores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificación para Serie I-III incubadora de baño seco

1. Control de la temperatura Rango: RT 5 8451 a 100 8451
2. Tiempo requerido para la temperatura aumento 20 8451 a 100 8451: ≤ \$ number min
3. Control de temperatura discrepancia: ≤ ± 5 8451
4. Discrepancia pantalla: ± 1 8451
5. Homogeneidad de temperatura del bloque: ≤ ± 0.5 8451
6. Potencia máxima de calefacción: 150 W
7. Temperatura máxima: 105 8451
8. Cronometraje rango: 99 H 59 min
9. Tamaño del paquete: 570\*380\*350mm
10. Peso: 9 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO