

## INCUBADORA INFANTIL BELLINCINF-TR1



### Características:

- Basado en microprocesador: temperatura del aire, temperatura de la piel.
- Alimentación CA y CC alternativamente, DC12V o DC 24V Encienda la ambulancia.
- Pantalla LED: temperatura del aire, de la piel, temperatura establecida y potencia de la batería interna.
- Función autoevaluación; varias alarmas de fallas audibles y visuales.
- La cama infantil se puede sacar fácilmente de la puerta lateral.
- La altura de la incubadora es ajustable.
- Humedad del flujo de aire natural y sistema de suministro de oxígeno.

**SKU:** BellIncInf-TR1 | **Categorías:** [Incubadora infantil](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo	BellInclnf-TR1
Especificación de la capilla	
Tamaño del colchón (W * D) mm	630 * 320
Cubierta del termostato	Doble capa
Puerto de acceso	6 (2 puertos de iris)
Ventana de funcionamiento	4
Sello de infusión	5
Parámetros técnicos	
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz
Consumo	450W
Monitor	LED
Modelo de control	Aire; Piel
Temperatura del aire Rango de control (°C)	25 ~ 37, 37,1 ~ 38
Skin Temp. Rango de control (°C)	32 ~ 37, 37,1 ~ 38
Temperatura del sensor de aire / piel Precisión (°C)	± 0.3
Temperatura. Hora de levantarse	≤40min
Temperatura. Fluctuación (°C)	± 1
Colchón (Horizontal) Temp. Uniformidad (°C)	≤1.5
Capacidad de la caja de agua (ml)	1200
Nivel de ruido de la incubadora interior	≤60dB [A]
Batería principal	DC12V 40AH, batería de iones de litio
Tiempo de carga	12 horas
Tiempo de trabajo de la batería	2 horas
Batería Auxiliar	DC8.4V 0.17AH, batería de iones de litio
Condición de uso	
Temp. De trabajo Rango (°C)	10 ~ 30
Humedad de WorkingRelative	30% ~ 75% de HR
Tasa de flujo de aire ambiental	<1 m / s
Transporte y almacenamiento Temp. Rango (°C)	-40 ~ 55
Transporte y almacenamiento de humedad relativa	≤95% RH
Transporte y almacenamiento Presión atmosférica	500 ~ 1060 hPa
Alarma	Falla de energía, falla del ventilador, temperatura. Falla del Sensor, Sobre Temp., Temp. Desviación
Accesorio estándar	Cilindros de oxígeno * 2, portasueros, LED observe la luz, Cajón * 2
Accesorio opcional	Resucitador infantil, aspirador de baja presión, trolley de ambulancia
Peso neto	95kg
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	1000 * 700 * 880
Carro de la unidad de control	1450 * 640 * 560
Peso bruto	170kg

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO