

INDICADOR DE PESO PARA BALANZAS



Ofrece la mejor solución para el pesaje de pacientes

SKU: N / A | **Categorías:** [Indicadores de Peso](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Accesorio de Balanza Belltronic IND-210

Adopta velocidad rápida, alta precisión de la tecnología de conversión A/D, ampliamente aplicada en escala, y así sucesivamente un pesaje estático por igual con sistema equipado con 1-4 celdas de carga.

El indicador IND-210 ofrece la mejor solución para el pesaje de pacientes. Si usted requiere una simple visualización del peso del paciente, impresión o envío de datos de peso a una PC, el IND-210 es su mejor opción. Bloqueo de pantalla automático, tara de botón y de teclado, el IND-210 es excelente para consultorios médicos, hospitales, clínicas de pérdida de peso y centros de atención a largo plazo.

Características estándar:

- * Unidades de pesaje (kg, lb, pcs).
- * Indicador de caja de aluminio.
- * Función de mantenimiento.
- * Tara de rango completo.
- * Seguimiento del cero.
- * Kg/lb intercambiable.
- * Gran pantalla LCD retroiluminada.
- * Soporte para montaje en pared.
- * Operación simple de 4 botones.
- * Función de tara.
- * 4 pilas AA / adaptador de red suministrado como estándar.
- * Interfaz bidireccional RS-232.
- * Tecnología MotionLock: peso exacto incluso con un usuario inestable.
- * Calibración externa.
- * Función de apagado automático / apagado para ahorrar batería.
- * Indicación de batería baja.
- * tamaño: 232 * 165 * 150 mm.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO