

INDICADOR DE PESO PARA BALANZAS



Unidades de pesaje (kg, lb, pcs).
Función HI-LOW.
Función de retención e impresión.
Configurar rango de seguimiento cero.

SKU: N / A | **Categorías:** [Indicadores de Peso](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Accesorio de Balanza Belltronic IND-211

Características estándar:

- * Unidades de pesaje (kg, lb, pcs).
- * Función HI-LOW.
- * Función de retención e impresión.
- * Configurar rango de seguimiento cero.
- * Batería de litio de 3.7V / 4000mA .
- * Gran pantalla LCD retroiluminada.
- * Soporte para montaje en pared.
- * Función de tara.
- * Interfaz bidireccional RS-232.
- * Tecnología MotionLock: peso exacto incluso con un usuario inestable.
- * Calibración externa.
- * Indicación de batería baja.
- * Opción: función bluetooth; Puerto USB.

Pantalla

Pantalla LCD de 6 dígitos

Resolución	Clase III OIML, 1/30000
Interfaces	RS-232 Opción:bluetooth; puerto USB
Temperatura de Trabajo	-10°C~40°C
Funciones	Retención / Impresión/Tara/ MotionLock
Dimensiones	180x100x43mm (LxAlxAn)
Fuente de Poder	DC 12V/300mA; batería de litio 3.7V/4000mA
Accesorios	Soporte de columna, soporte de pared

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO