

## INDICADOR DE VIBRACIÓN, TIPO TACÓMETRO -H-3753



**SKU:** H-3753 | **Categorías:** [Compactación de cilindros](#), [Densidad relativa](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Preparación para la prueba de cilindros](#) | **Etiquetas:** [ASTM C31](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tacómetro de precisión tiene el tamaño de pluma para permitir lecturas precisas incluso en equipos difíciles de alcanzar. La escala da lecturas de 2,000 a 21,000.

El indicador de vibración, tacómetro, admite las siguientes normas: [ASTM C31](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO