

ISO VG 46 ACEITE HIDRÁULICO, 1 GALÓN - HCM-005050



Aceite hidráulico ISO VG 46, 1 galón

Envase de 1 galón de aceite hidráulico ISO VG 46.

SKU: HCM-005050. | **Categorías:** [Humboldt](#), [Kit de Retorta Aceite Agua Sólidos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HCM-005050

ISO VG 46 Aceite hidráulico, 1 galón

Código del Producto

HCM-005050

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO