

JARRAS DE HIDRÓMETRO -H-4244



SKU: H-4244 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hidrometro de análisis](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cilindro graduado de vidrio utilizado para determinar la cantidad de tierra en suspensiones dispersas contiene 1000 ml a 20°C.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO