

## JARROS DE POLIPROPILENO AUTOCLAVABLE ,GRADUADOS, DE 1000 ML - 5000 ML







**SKU:** N / A | **Categorías:** [jarros plasticos](#) | **Etiquetas:** [Material de vidrio/plastico](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES







## VARIACIONES

| Imagen   | SKU                   | Descripción | Capacidad (ml) |
|--|-----------------------|-------------|----------------|
|   | BellJarPolAutGra-1000 |             | 1000           |
|  | BellJarPolAutGra-2000 |             | 2000           |
|  | BellJarPolAutGra-3000 |             | 3000           |
|  | BellJarPolAutGra-5000 |             | 5000           |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

| <b>Sku</b>            | <b>Nombre Del Producto</b>                                  | <b>Capacidad (ml)</b> | <b>Imagen</b>   |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| BellJarPolAutGra-1000 | Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 1000 ml | 1000 ml               |  |
| BellJarPolAutGra-2000 | Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 2000 ml | 2000 ml               |  |
| BellJarPolAutGra-3000 | Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 3000 ml | 3000 ml               |  |
| BellJarPolAutGra-5000 | Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 5000 ml | 5000 ml               |  |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO