

JARROS DE POLIPROPILENO AUTOCLAVABLE ,GRADUADOS, DE 1000 ML - 5000 ML







SKU: N / A | **Categorías:** [jarros plasticos](#) | **Etiquetas:** [Material de vidrio/plastico](#)

GALERÍA DE IMÁGENES







VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	BellJarPolAutGra-1000		1000
	BellJarPolAutGra-2000		2000
	BellJarPolAutGra-3000		3000
	BellJarPolAutGra-5000		5000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Sku	Nombre Del Producto	Capacidad (ml)	Imagen
BellJarPolAutGra-1000	Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 1000 ml	1000 ml	
BellJarPolAutGra-2000	Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 2000 ml	2000 ml	
BellJarPolAutGra-3000	Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 3000 ml	3000 ml	
BellJarPolAutGra-5000	Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 5000 ml	5000 ml	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO