



## JARROS DE POLIPROPILENO AUTOCLAVABLE ,GRADUADOS, DE 1000 ML - 5000 ML



**SKU:** N / A | **Categorías:** [jarros plasticos](#) | **Etiquetas:** [Material de vidrio/plastico](#)

COTECHNO



## GALERÍA DE IMÁGENES



## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (ml)
	BellJarPolAutGra-1000		1000
	BellJarPolAutGra-2000		2000
	BellJarPolAutGra-3000		3000
	BellJarPolAutGra-5000		5000

COTECHN



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

<b>Sku</b>	<b>Nombre Del Producto</b>	<b>Capacidad (ml)</b>	<b>Imagen</b>
BellJarPolAutGra-1000	Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 1000 ml	1000 ml	
BellJarPolAutGra-2000	Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 2000 ml	2000 ml	
BellJarPolAutGra-3000	Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 3000 ml	3000 ml	
BellJarPolAutGra-5000	Jarros de polipropileno autoclavable ,graduados, de 5000 ml	5000 ml	

COTECHNO



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO