

JERINGA DE 500ML, EQUIV. SEGÚN OEM # 228-25237-04



Documentos

- [CTS-10578.pdf](#)

SKU: CTS-10578 | **Categorías:** [Shimadzu](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Shimadzu Modelo: SIL-10A, SIL-10Ai, SIL-10AXL Número de pieza OEM: 228-25237-04

COMPATIBILIDAD

Marcas (OEM)	Modelos
Shimadzu	SIL-10A, SIL-10Ai y SIL-10AXL

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix	CTS-10578
Pieza OEM #	228-25237-04

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO