

JERINGA DE GAS FORTUNA 100 ML: 1,0 ML, CON LLAVE DE TRES VÍAS



SKU: PG-2 01651 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [con](#), [FORTUNA](#), [Gas](#), [jeringa](#), [llave](#), [tres](#), [vías](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JERINGA DE GAS FORTUNA 100 ML: 1,0 ML, CON LLAVE DE TRES VÍAS

Descripción: Jeringa de gas.

Nombre del producto: FORTUNA

Volumen y graduación: 100 ml: 1,0 ml.

Característica: con válvula de tres vías

Color de gradación: gradación ámbar

Materiales: fabricado en cristal neutro.

Hersteller/Manejador: Poulten y Graf

Talla 100

[Source link](#)

[Syringes](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO