

**JERINGA DE REGISTRO MODELO TUBERCULINA, SANITEX 0,5 ML: 0,01 ML, PUNTA  
LUER-LOCK**



**SKU:** PG-7 26417 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [jeringa](#), [LuerLock](#), [modelo](#), [punta](#), [registro](#), [SANITEX](#), [Tuberculina](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **JERINGA DE REGISTRO MODELO TUBERCULINA, SANITEX 0,5 ML: 0,01 ML, PUNTA LUER-LOCK**

Descripción: Modelo de jeringa Record de tuberculina.

Nombre del producto: SANITEX

Volumen y graduación: 0,5 ml: 0,01 ml.

Consejo: bloqueo Luer

Uso: Sólo para uso técnico.

Color de gradación: gradación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de acero.

Materiales: vidrio, acero.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Característica adicional: tipo largo

Tamaño: 0,5

[Source link](#)

[Record Syringes SANITEX](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Record Syringes SANITEX

COTECNO