

## JERINGA DE REGISTRO MODELO TUBERCULINA, SANITEX 1 ML: 0,01 ML, LUER LOCK



**SKU:** PG-7 26219 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [jeringa](#), [lock](#), [Luer](#), [modelo](#), [registro](#), [SANITEX](#), [Tuberculina](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### JERINGA DE REGISTRO MODELO TUBERCULINA, SANITEX 1 ML: 0,01 ML, LUER LOCK

Descripción: Modelo de jeringa Record de tuberculina.

Nombre del producto: SANITEX

Volumen y graduación: 1 ml: 0,01 ml.

Consejo: bloqueo Luer

Uso: Sólo para uso técnico.

Color de gradación: gradación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de acero.

Materiales: vidrio, acero.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Característica adicional: tipo largo

Tamaño: 1

[Source link](#)

[Record Syringes SANITEX](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Record Syringes SANITEX

COTECNO