

## JERINGA DE VIDRIO Y METAL, SANITEX 2 ML: 0,1 ML, PUNTA LUER-LOCK



**SKU:** PG-7 24027 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [jeringa](#), [LuerLock](#), [metal](#), [punta](#), [SANITEX](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### JERINGA DE VIDRIO Y METAL, SANITEX 2 ML: 0,1 ML, PUNTA LUER-LOCK

Descripción: Jeringa de vidrio y metal.

Nombre del producto: SANITEX

Volumen y graduación: 2 ml: 0,1 ml.

Consejo: bloqueo Luer

Uso: Sólo para uso técnico.

Autoclavabilidad: esterilización hasta 200°C.

Color de graduación: graduación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de acero.

Materiales: vidrio, acero.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 2

[Source link](#)

[Record Syringes SANITEX](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Record Syringes SANITEX

COTECNO