

JERINGA DE VIDRIO Y METAL, SANITEX 20 ML: 1,0 ML, PUNTA LUER-LOCK



SKU: PG-7 24041 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [jeringa](#), [LuerLock](#), [metal](#), [punta](#), [SANITEX](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JERINGA DE VIDRIO Y METAL, SANITEX 20 ML: 1,0 ML, PUNTA LUER-LOCK

Descripción: Jeringa de vidrio y metal.

Nombre del producto: SANITEX

Volumen y graduación: 20 ml: 1,0 ml.

Consejo: bloqueo Luer

Uso: Sólo para uso técnico.

Autoclavabilidad: esterilización hasta 200°C.

Color de graduación: graduación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de acero.

Materiales: vidrio, acero.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 20

[Source link](#)

[Record Syringes SANITEX](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Record Syringes SANITEX

COTECNO