

JERINGA DE VIDRIO Y METAL, SANITEX 2ML: 0,1ML, LUER LOCK



SKU: PG-7 20227 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [01ml](#), [2ml](#), [jeringa](#), [lock](#), [Luer](#), [metal](#), [SANITEX](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JERINGA DE VIDRIO Y METAL, SANITEX 2ML: 0,1ML, LUER LOCK

Descripción: Jeringa de vidrio y metal.

Nombre del producto: SANITEX

Volumen y graduación: 2 ml: 0,1 ml.

Consejo: bloqueo Luer

Uso: Sólo para uso técnico.

Autoclavabilidad: esterilización hasta 200°C.

Color de gradación: gradación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de acero.

Materiales: vidrio, acero.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 2

[Source link](#)

[Record Syringes SANITEX](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Record Syringes SANITEX

COTECNO