

JERINGA DE VIDRIO Y METAL, SANITEX 5 ML: 0,2 ML, PUNTA LUER-LOCK



SKU: PG-7 24033 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [jeringa](#), [LuerLock](#), [metal](#), [punta](#), [SANITEX](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JERINGA DE VIDRIO Y METAL, SANITEX 5 ML: 0,2 ML, PUNTA LUER-LOCK

Descripción: Jeringa de vidrio y metal.

Nombre del producto: SANITEX

Volumen y graduación: 5 ml: 0,2 ml.

Consejo: bloqueo Luer

Uso: Sólo para uso técnico.

Autoclavabilidad: esterilización hasta 200°C.

Color de graduación: graduación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de acero.

Materiales: vidrio, acero.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Talla 5

[Source link](#)

[Record Syringes SANITEX](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Record Syringes SANITEX

COTECNO