

## JERINGA DESECHABLE, 3 PIEZAS, HENKE-JECT 10 ML (12 ML), LUER LOCK, CON AGUJA



**SKU:** PG-7 45506 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Aguja](#), [con](#), [desechable](#), [HENKEJECT](#), [jeringa](#), [lock](#), [Luer](#), [piezas](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **JERINGA DESECHABLE, 3 PIEZAS, HENKE-JECT 10 ML (12 ML), LUER LOCK, CON AGUJA**

Descripción: Jeringuilla desechable, 3 piezas.

Nombre del producto: HENKE-JECT

Volumen y graduación: 10 ml (12 ml)

Consejo: Luer lock, con aguja.

Uso: estéril

Tamaño 10

[Source link](#)

[Syringes](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO