

## JERINGA RECORD MODELO TUBERCULINA, SANITEX 0,5 ML: 0,01 ML, PUNTA RECORD



**SKU:** PG-7 26017 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [jeringa](#), [modelo](#), [punta](#), [Record](#), [SANITEX](#), [Tuberculina](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **JERINGA RECORD MODELO TUBERCULINA, SANITEX 0,5 ML: 0,01 ML, PUNTA RECORD**

Descripción: Modelo de jeringa Record de tuberculina.

Nombre del producto: SANITEX

Volumen y graduación: 0,5 ml: 0,01 ml.

Consejo: consejo de grabación

Uso: Sólo para uso técnico.

Color de graduación: graduación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de acero.

Materiales: vidrio, acero.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Característica adicional: tipo largo

Tamaño: 0,5

[Source link](#)

[Record Syringes SANITEX](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Record Syringes SANITEX

COTECNO