

JERINGA RECORD MODELO TUBERCULINA, SANITEX 1 ML: 0,01 ML, PUNTA LUER-LOCK



SKU: PG-7 26419 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [jeringa](#), [LuerLock](#), [modelo](#), [punta](#), [Record](#), [SANITEX](#), [Tuberculina](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JERINGA RECORD MODELO TUBERCULINA, SANITEX 1 ML: 0,01 ML, PUNTA LUER-LOCK

Descripción: Modelo de jeringa Record de tuberculina.

Nombre del producto: SANITEX

Volumen y graduación: 1 ml: 0,01 ml.

Consejo: bloqueo Luer

Uso: Sólo para uso técnico.

Color de gradación: gradación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de acero.

Materiales: vidrio, acero.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Característica adicional: tipo largo

Tamaño: 1

[Source link](#)

[Record Syringes SANITEX](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Record Syringes SANITEX

COTECNO