

**JERINGA TOTALMENTE DE VIDRIO, FORTUNA OPTIMA 100ML: 4,0ML, PUNTA DE VIDRIO, LUER**



**SKU:** PG-7 10251 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [100ml](#), [40ml](#), [FORTUNA](#), [jeringa](#), [Luer](#), [OPTIMA](#), [punta](#), [totalmente](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### JERINGA TOTALMENTE DE VIDRIO, FORTUNA OPTIMA 100ML: 4,0ML, PUNTA DE VIDRIO, LUER

Descripción: Jeringa totalmente de vidrio.

Nombre del producto: FORTUNA OPTIMA

Volumen y graduación: 100 ml: 4,0 ml.

Consejo: Punta de vidrio, Luer.

Uso: Sólo para uso técnico.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 134°C.

Color de gradación: gradación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de vidrio.

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Talla 100

[Source link](#)

[All Glass Syringes OPTIMA](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

All Glass Syringes OPTIMA

COTECNO