

## JERINGA TOTALMENTE DE VIDRIO, FORTUNA OPTIMA 2ML: 0,1ML, PUNTA LUER-LOCK



**SKU:** PG-7 14027 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [0.1ml](#), [2ml](#), [FORTUNA](#), [jeringa](#), [LuerLock](#), [OPTIMA](#), [punta](#), [totalmente](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **JERINGA TOTALMENTE DE VIDRIO, FORTUNA OPTIMA 2ML: 0,1ML, PUNTA LUER-LOCK**

Descripción: Jeringa totalmente de vidrio.

Nombre del producto: FORTUNA OPTIMA

Volumen y graduación: 2 ml: 0,1 ml.

Consejo: bloqueo Luer

Uso: Sólo para uso técnico.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 134°C.

Color de graduación: graduación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de vidrio.

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 2

[Source link](#)

[All Glass Syringes OPTIMA](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

All Glass Syringes OPTIMA

COTECNO