

JERINGA TOTALMENTE DE VIDRIO, FORTUNA OPTIMA 30ML: 1,0ML, PUNTA DE VIDRIO, LUER



SKU: PG-7 10244 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [10ml](#), [30ml](#), [FORTUNA](#), [jeringa](#), [Luer](#), [OPTIMA](#), [punta](#), [totalmente](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JERINGA TOTALMENTE DE VIDRIO, FORTUNA OPTIMA 30ML: 1,0ML, PUNTA DE VIDRIO, LUER

Descripción: Jeringa totalmente de vidrio.

Nombre del producto: FORTUNA OPTIMA

Volumen y graduación: 30 ml: 1,0 ml.

Consejo: Punta de vidrio, Luer.

Uso: Sólo para uso técnico.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 134°C.

Color de graduación: graduación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de vidrio.

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 30

[Source link](#)

[All Glass Syringes OPTIMA](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

All Glass Syringes OPTIMA

COTECNO