

JERINGA TOTALMENTE DE VIDRIO, FORTUNA OPTIMA 3ML: 0,1ML, PUNTA LUER-LOCK



SKU: PG-7 14029 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [0.1ml](#), [3ml](#), [FORTUNA](#), [jeringa](#), [LuerLock](#), [OPTIMA](#), [punta](#), [totalmente](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JERINGA TOTALMENTE DE VIDRIO, FORTUNA OPTIMA 3ML: 0,1ML, PUNTA LUER-LOCK

Descripción: Jeringa totalmente de vidrio.

Nombre del producto: FORTUNA OPTIMA

Volumen y graduación: 3 ml: 0,1 ml.

Consejo: bloqueo Luer

Uso: Sólo para uso técnico.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 134°C.

Color de graduación: graduación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de vidrio.

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Talla 3

[Source link](#)

[All Glass Syringes OPTIMA](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

All Glass Syringes OPTIMA

COTECNO