

JERINGA TOTALMENTE DE VIDRIO, FORTUNA OPTIMA 50ML: 2,0ML, PUNTA LUER-LOCK



SKU: PG-7 14045 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [20ml](#), [50ml](#), [FORTUNA](#), [jeringa](#), [LuerLock](#), [OPTIMA](#), [punta](#), [totalmente](#), [vidrio](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JERINGA TOTALMENTE DE VIDRIO, FORTUNA OPTIMA 50ML: 2,0ML, PUNTA LUER-LOCK

Descripción: Jeringa totalmente de vidrio.

Nombre del producto: FORTUNA OPTIMA

Volumen y graduación: 50 ml: 2,0 ml.

Consejo: bloqueo Luer

Uso: Sólo para uso técnico.

Autoclavabilidad: Autoclavable a 134°C.

Color de graduación: graduación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de vidrio.

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Tamaño: 50

[Source link](#)

[All Glass Syringes OPTIMA](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

All Glass Syringes OPTIMA

COTECNO