

**JERINGA TOTALMENTE DE VIDRIO, MODELO TUBERCULINA 1 ML: 0,01 ML, PUNTA LUER-LOCK**



**SKU:** PG-7 16819 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [jeringa](#), [LuerLock](#), [modelo](#), [punta](#), [totalmente](#), [Tuberculina](#), [vidrio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **JERINGA TOTALMENTE DE VIDRIO, MODELO TUBERCULINA 1 ML: 0,01 ML, PUNTA LUER-LOCK**

Descripción: Jeringa totalmente de vidrio.

Nombre del producto: modelo tuberculina

Volumen y graduación: 1 ml: 0,01 ml.

Consejo: bloqueo Luer

Uso: Sólo para uso técnico.

Color de gradación: gradación ámbar

Émbolo de jeringa: émbolo de vidrio.

Materiales: Fabricado en vidrio de borosilicato.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf

Característica adicional: tipo largo

Tamaño: 1

[Source link](#)

[All Glass Syringes OPTIMA](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

All Glass Syringes OPTIMA

COTECNO