

## JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 1 ML, LUER LOCK, SIN AGUJA



**SKU:** PG-+ BULK1 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Aguja, desechable, HENKEJECT, Jeringuilla, lock, Luer, piezas, sin](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 1 ML, LUER LOCK, SIN AGUJA

Descripción: Jeringuilla desechable, 2 piezas.

Nombre del producto: HENKE-JECT

Volumen y graduación: 1 ml.

Consejo: Luer lock, sin aguja.

Aplicación: no estéril, tuberculina.

Color de graduación: graduación azul

Émbolo de jeringa: Émbolo de PP.

Fabricante/distribuidor: HENKE-JECT

Tamaño: 1

[Source link](#)

[Syringes](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Syringes

COTECNO