

## JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 10 ML (12 ML), LUER-LOCK, SIN AGUJA



**SKU:** PG-+ BULK10LL | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Aguja](#), [desechable](#), [HENKEJECT](#), [Jeringuilla](#), [LuerLock](#), [piezas](#), [sin](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 10 ML (12 ML), LUER-LOCK, SIN AGUJA**

Descripción: Jeringuilla desechable, 2 piezas.

Nombre del producto: HENKE-JECT

Volumen y graduación: 10 ml (12 ml)

Consejo: Luer Lock, sin aguja.

Uso: no estéril.

Color de graduación: graduación azul

Émbolo de jeringa: Émbolo de PP.

Materiales: fabricado en polipropileno.

certificado según en: CE

Tamaño 10

[Source link](#)

[Syringes](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO