

**JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 2 ML (3 ML), LUER LOCK, SIN AGUJA**



**SKU:** PG-7 41001 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [Aguja](#), [desechable](#), [HENKEJECT](#), [Jeringuilla](#), [lock](#), [Luer](#), [piezas](#), [sin](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **JERINGUILLA DESECHABLE, 2 PIEZAS, HENKE-JECT 2 ML (3 ML), LUER LOCK, SIN AGUJA**

Descripción: Jeringuilla desechable, 2 piezas.

Nombre del producto: HENKE-JECT

Volumen y graduación: 2 ml (3 ml)

Consejo: Luer lock, sin aguja.

Uso: estéril

Color de graduación: graduación azul

Émbolo de jeringa: Émbolo de PP.

Materiales: fabricado en polipropileno.

certificado según en: CE

Tamaño: 2

[Source link](#)

[Syringes](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO